


Specifiche

Nome:	Tri Auto ZX2	Manipolo	
Modello:	TR-ZX2	Velocità operativa di marcia liber:	100 ±20 – 1000 ±100 giri/min.
Produttore:	J. MORITA MFG. CORP.	Torque:	4 Ncm o superiore
		Batteria:	Batteria agli ioni di litio (CC 3,7 V)
		Peso:	Circa 140 g (inclusi contrangolo e batteria)
Funzioni:	Misurazione del canale radicolare OGP (Optimum Glide Ottimale) OTR (Inversione Ottimale di Torque) OAS (Arresto Ottimale all'Apice) Auto Start / Stop Auto Torque Reverse Auto Apical Reverse / Stop Auto Apical Slow Down Auto Apical Torque Down Auto Torque Slow Down	Caricabatterie	
		Tensione nominale di ingresso:	CC 5 V
		Corrente nominale di ingresso:	2,4 A
		Peso:	Circa 280 g (adattatore CA non incluso)
Accessori:	Tester, Erogatore per spray	Adattatore CA	
Opzioni:	LS-Spray, Supporto Manipolo, Elettrodo Esterno della Punta (con coperchio)	Tensione nominale di ingresso:	AC100 - 240 V
		Frequenza nominale di ingresso:	47 - 63 Hz
		Corrente nominale di ingresso:	0.4 A



Design industriale: f/p design gmbh



Sviluppato e prodotto da
J. MORITA MFG. CORP.
680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku,
Kyoto 612-8533, Japan
T +81. (0)75. 611 2141, F +81. (0)75. 622 4595

Morita Global Website
www.morita.com

Distribuito da
J. MORITA CORP.
3-33-18 Tanumi-cho, Suita-shi, Osaka 564-8650, Japan
T +81. (0)6. 6380 1521, F +81. (0)6. 6380 0585

J. MORITA USA, INC.
9 Mason, Irvine CA 92618, USA
T +1. 949. 581 9600, F +1. 949. 581 8811

J. MORITA EUROPE GMBH
Justus-von-Liebig-Strasse 27a, 63129 Dietzenbach, Germany
T +49. (0)6074. 836 0, F +49. (0)6074. 836 299

MORITA DENTAL ASIA PTE. LTD.
3 Science Park Drive,
#01-05 The Franklin Singapore Science Park 1, Singapore 118223
T +65. 6779. 4795, F +65. 6777 2279

J. MORITA CORP AUSTRALIA & NEW ZEALAND
Suite 2.05, 247 Coward Street, Mascot NSW 2020, Australia
T +61. (0)2. 9667 3555, F +61. (0)2. 9667 3577

J. MORITA CORP MIDDLE EAST
4 Tag Al Roasaa, Apartment 902, Saba Pacha 21311 Alexandria, Egypt
T +20. (0)3. 58 222 94, F +20. (0)3. 58 222 96

J. MORITA CORP INDIA
Filix Office No.908, L.B.S. Marg, Opp. Asian Paints, Bhandup (West), Mumbai 400078, India
T +91-22-2695-3482

J. MORITA MFG. CORP INDONESIA
28F, DBS Bank Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940, Indonesia
T +62-21-2988-8332, F + 62-21-2988-8201

SIAMDENT CO., LTD.
71/10 Mu 5, Thakham, Bangkok, Chachungsoo 24130, Thailand
T +66. 38. 573042, F +66. 38. 573043
www.siamdent.com

Design catalogo: f/p design, Germany

Con riserva di modi che tecniche ed errori. Stampato in Germania.
1708 TriAuto ZX2 Br T
JME IT 88 03/18 12

Apparecchi per diagnostica e imaging

Riuniti dentali

Manipoli e strumenti

Sistemi endodontici

Sistemi laser

Apparecchiature per laboratorio

Educational and Training Systems

Auxiliaries

Tri Auto ZX2




Thinking ahead. Focused on life.




Pervietà apicale mediante strumento rotativo

Adesso possibile con Punte Rotanti di dimensione #10




Le immagini cliniche sono fornite da: Dr. Yoshi Terauchi / Dr. Toshihiro Ushikubo / Dr. Tai Gega

Un motore per Pervietà Apicale, Glide Path e Modellatura
Tri Auto ZX2 è un motore cordless compatto con localizzatore apicale integrato. Può essere utilizzato per ottenere pervietà apicale e creare un glide path utilizzando uno strumento rotativo. Per queste procedure possono essere utilizzate punte rotanti di dimensione #10. Reattivo, il manipolo consente una manipolazione delicata e discreta della punta, come i movimenti delle dita di un dentista esperto. Tri Auto ZX2 offre inoltre un metodo sicuro ed efficiente per la modellatura del canale.



Pervietà apicale e glide path utilizzando un motore Funzione OGP (Glide Path Ottimale)
Utilizzando punte da #20 o di dimensione inferiore, il motore può essere utilizzato per ottenere pervietà apicale e creare un glide path. Riproduce i movimenti delicati e discreti delle dita di un dentista esperto. Anche canali costretti o ricurvi possono essere trattati in maniera più rapida e sicura. Possono essere utilizzate sia le punte da #20 o di dimensione inferiore che le punte in acciaio inossidabile da #15 o di dimensione inferiore.


Modellatura del canale più sicura ed efficiente Funzione OTR (Inversione ottimale di torque)
A seconda del carico della punta, il motore alterna delicatamente una rotazione in avanti e indietro per evitare inceppamenti e rottura della punta. È inoltre migliore nella capacità di seguire la forma di canali anche ricurvi per ridurre ostruzioni e strumentazione eccessiva. Tri Auto ZX2 è compatibile con le punte standard NiTi- non è necessario acquistare punte speciali.



La posizione dell'estremità della punta viene monitorata in tempo reale
La posizione della punta e la lunghezza del canale vengono monitorate in tempo reale. Anche se la lunghezza di lavoro viene modificata dalla modellatura, il display mostra con precisione la posizione della punta rispetto alla lunghezza di lavoro.

Controllo apicale

Osservare la posizione dell'estremità della punta con la Funzione Localizzatore Apicale



Funzione arresto di sicurezza automatico
Il motore Tri Auto ZX2 è collegato alla funzione di misurazione del canale. Questa funzione rende il trattamento endodontico più sicuro ed efficiente. La posizione dell'estremità della punta all'interno del canale viene visualizzata sul display ed il motore si arresta o avvia la rotazione inversa non appena la punta raggiunge la fine della lunghezza di lavoro, al fine di evitare una strumentazione eccessiva. Anche la funzione Avvio e arresto automatico avvia automaticamente il motore quando la punta viene inserita nel canale e lo arresta quando questa viene rimossa.

Funzione OAS (Arresto ottimale all'apice)
Quando la punta raggiunge la fine della lunghezza di lavoro, si inverte leggermente. Questo riduce la possibilità di separazione o inceppamento della punta.

Precisa misurazione manuale del canale
Anche i canali possono essere misurati manualmente. Viene fornito un portapunte. Il rapporto delle impedenze tra due diverse frequenze viene calcolato in modo che la posizione dell'apice sia determinata con grande precisione indipendentemente dal fatto che il canale sia bagnato o asciutto. La posizione dell'estremità della punta viene indicata chiaramente in un display di misurazione di facile lettura. La combinazione delle reazioni tattili e del misuratore facilita la determinazione della posizione dell'estremità della punta. Anche un segnale acustico fungerà da guida per la sua posizione.

